



VISSI-TIPP

UDARA JA NISADE DESINFITSEERIMISVAHEND

**KASUTUSALA:**

Udara ja nisade lüpsijärgne desinfitseerimine.

OMADUSED:

Nahka pehmendav ja kaitsev laia bakteriotsiidse toimega preparaat. VISSI-TIPP sisaldab uudset PVP joodi, mis ei ärrita nahka ega põhjusta kipitust haavadel ja limaskestadel. VISSI-TIPP on keskkonnasõbralik. PVP-jood tekitab nahale kollase kile, mis kaitseb lahtisi haavu ja kriimustusi ning sulgeb lüpsijärgselt nisakanali. VISSI-TIPP toimib nii Gram+ kui ka Gram-mikroorganismidesse, hävitab seened, pärmid ja viirused.

PAKEND:

1 l plastpudel; 5 l plastkanister

TÖÖLAHUSE**KONTSENTRATSIOON:**

Lahjendada vahekorras 1 osa VISSI-TIPP-i : 2 osa vett

KASUTAMISJUHEND:

Segada 1 osa VISSI-TIPP-i ja 2 osa vett. Kasta või pritsida nidad kohe peale lüpsi. Kinnislemadel ja tiinetel mullikatel kasta üks kord nädalas. Võib kasutada ka haavade desinfitseerimiseks.

KOOSTIS:

PVP-jood <5%, glütseriin

Kontsentraadi pH = 5,0 - 5,5

ETTEVAATUSABINÕUD:

Vältida toote sattumist silma ja allaneelamist. Silma sattumisel loputada veega. Ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole.

PAKEND JA KESKKOND:

Tühi loputatud pakend on taaskasutatav. Transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.

10/2012



AS ESTKO
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
75403 Harju maakond
Tel: 679 0312, Faks: 679 0301
www.estko.ee
tellimused@estko.ee